

Jednorázový polypropylenový držák HOLDEX®

(sterilní)

Návod k použití

Není k dispozici v USA!

Platí pouze pro položku s následujícím číslem: 450263

Určené použití / indikace k použití

Jednorázový polypropylenový držák HOLDEX® je určen k procedurám odběru krve v kombinaci s prostředky pro odběr krve se zásuvkovým portem typu Luer.

Jedná se o sterilní neinvazivní zdravotnický prostředek se zástrčkovým konektorem typu Luer Slip, určený k použití v kombinaci s prostředky pro periferní cévní přístup k odběrům krve. Prostředek je určen k použití kvalifikovanými zdravotnickými pracovníky ve zdravotnických zařízeních, jako jsou nemocnice, kliniky a laboratoře. Prostředek je vhodný k použití u běžné populace.

Popis výrobku

Sterilní jednorázový plastový držák s excentricky umístěným zástrčkovým konektorem Luer na horní straně. Uvnitř držáku je připevněna jehla z nerezové oceli s pouzdrém, která usnadňuje odběr krve propíchnutím víčka připevněného prostředku pro odběr krve.

Bezpečnostní opatření / upozornění

- Tento prostředek je speciálně navržen a určen pro použití v kombinaci s dalšími výrobky Greiner Bio-One. Bezpečnost a výkon nebyly při použití se zařízeními jiných výrobců ověřeny.
- Těsně před použitím vizuálně zkontrolujte neporušenost sterilního obalu. Nepoužívejte, pokud byl obal před použitím poškozen či neúmyslně otevřen.
- Výrobek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.
- Výrobek nepoužívejte při porušení podmínek skladování.
- Vždy si přečtěte pokyny k použití pro příslušné příslušenství.
- Dodržujte standardní bezpečnostní opatření. Mezi klíčové prvky patří hygiena rukou, používání osobních ochranných prostředků a udržování čistého, dobře organizovaného pracovního prostředí.
- Nepoužívejte opakovaně. Opakované použití výrobku může způsobit progresi onemocnění v důsledku křížové kontaminace.
- Neresterilizujte.
- Nikdy se nedotýkejte vnitřku držáku.
- Tento prostředek obsahuje suchý přírodní kaučuk a je odpovídajícím způsobem označen na balení.
- Nedostatečné naplnění zkumavek může vést k chybným výsledkům, jež mohou být potenciálním zdrojem nesprávné diagnózy či léčby.
- Vždy držte ruce za jehlou, abyste se o ni neporanili.
- Pokud dojde ke kontaktu s biologickými vzorky (například pokud se píchnete), vyhledejte lékařskou pomoc, protože vzorky by mohly být infikovány virem HIV (AIDS), virovou hepatitidou nebo jiným infekčním onemocněním.
- Se všemi biologickými vzorky a s ostrými součástmi používanými při odběru krve (lancety, jehly, adaptéry typu luer a soupravy pro odběr krve) zacházejte v souladu se zásadami a postupy používanými ve vašem zdravotnickém zařízení.
- Jakákoli použitá jehla se považuje za kontaminovanou. Všechny použité sety vhodte do nádob na nebezpečný biologický odpad schválených pro postupy likvidace.

Platí pouze pro členské státy Evropské unie: Pokud v souvislosti s tímto výrobkem dojde k závažnému incidentu, je nutné jej nahlásit výrobci a příslušnému orgánu v členském státě, v němž má uživatel/pacient sídlo.

Platí pouze pro Saúdskou Arábii: Pokud v souvislosti s tímto výrobkem dojde k závažnému incidentu, je nutné jej nahlásit výrobci a Saúdskému úřadu pro potraviny a léčiva (Saudi Food and Drug Authority, SFDA).

Manipulace

1. Otevřete obal a prostředek vyjměte.
2. Uchopte držák do jedné ruky a připevněte zástrčkovou spojku typu Luer umístěnou na horní části držáku k zásuvkové spojce typu Luer zvoleného příslušenství pro odběr krve. Zkontrolujte, zda jsou spojky správně spojeny.
3. Proveďte odběr krve v souladu se zásadami vašeho zdravotnického zařízení. Zkumavku pro odběr krve přidržíte vždy pevně na místě zatlačením palcem do držáku, aby bylo zajištěno úplné podtlakové plnění.
4. Po odběru krve prostředek zlikvidujte vhozením do vhodné nádoby na odpad v souladu s postupy vašeho zdravotnického zařízení.

Skladovací podmínky

Výrobek skladujte při teplotě 4–25 °C (40–77 °F)

POZNÁMKA: Nevystavujte přímému slunečnímu světlu. Při překročení maximální doporučené teploty skladování může dojít k poškození výrobku.

Informace na štítku

	Výrobce		Omezení teploty		Zdravotnický prostředek
	Nepoužívejte opakovaně		Číslo šarže		Viz návod k použití
	Datum použitelnosti		Katalogové číslo		Prostředek vydávaný pouze na lékařský předpis
	Sterilizováno ozářením		Datum výroby		Zplnomocněný zástupce ve Švýcarsku
	Jedinečný identifikátor prostředku		Označení CE: Označuje evropskou technickou shodu		Vyrobeno v Rakousku
	Křehké		Touto stranou nahoru		Udržujte v suchu
	Neresterilizujte		Nepoužívejte, pokud došlo k poškození obalu		Výrobek obsahuje přírodní kaučuk.
	Systém jedné sterilní bariéry		Chraňte před slunečním světlem		

Platí pouze pro USA: Upozornění: Federální zákony U.S.A. omezují prodej tohoto prostředku na prodej lékařem nebo na lékařský předpis.

 Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Kremsmünster
Rakousko

Vyrobeno v Rakousku

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Telefon +43 7583 6791

 Greiner Bio-One Vacuette Schweiz GmbH
St. Leonhardstraße 39
9000 St. Gallen, Švýcarsko